

**H5**

## Soft Care™ Des E Spray H5

течен дезифектант за раце

### Опис

Soft Care Des E Spray е дезифектант за раце на база на алкохол за дезинфекција на кожата без вода. Soft Care Des E Spray е погоден за користење во сите подрачја, вклучувајќи ги медицинските установи и погоните за производство на храна.

### Главни карактеристики

Soft Care Des E Spray е дезифектант за раце на база на етанол (71.5%). Етанолот е дезифектант кој е многу ефикасен против резистентна и променлива флора како бактерии (e.g. MRSA) и квасци. Исто така е ефикасен против обвиткани вируси како грип и одредени не-обвиткани вируси како Norovirus и Adenovirus.

Soft Care Des E Spray содржи омекнувач за кожа кој помага кожата да остане нежна и неоштетена, посебно во подрачјата каде е потребна честа дезинфекција на рацете.

Soft Care Des E Spray е без мирис со што го елиминира ризикот да се помеша со храна, што го прави погоден за апликација во областите каде се процесира храна.

Soft Care Des E Spray има ниска вискозност, што го прави погоден за апликација преку широк спектар на направи за хигиена.

### Предности

- Содржи етанол, високо ефективен дезифектант.
- Погодно за хируршка дезинфекција.
- Без боја и без мирис, погоден за користење во индустријата за храна и пијалаци
- Содржи ефективна состојка за хидратација со цел да се спречи иритацијата на кожата или дехидратација
- Течна формација погодна за спреј апликација.

### Упатство за користење

Нанесете 3мл Soft Care Des E на чисти, суви раце. Истријте ги внимателно. Посебно обрнете внимание на прстите, ноктите и помеѓу прстите. Рацете тријте ги 30 секунди и оставете да се исушат.



# Soft Care™ Des E Spray H5

течен дезифектант за раце

## Технички податоци

Изглед: Чиста безбојна течност

Релативна густина (20°): 0.86

pH: 7

Овие бројки се типични вредности и не треба да се толкуваат како спецификација.

## Безбедно ракување и информација за складирање

Да се чува во оригиналното пакување подалеку од екстремни температури (температури > - 5°C и < 40°C).

Целосни напатствија за користење и фрлање на овој производ се обезбени во Безбедносниот лист со податоци

## Микробиолошки податоци

Soft Care Des E Spray ги поминува следниве тестови кога се аплицира 5мл, за 15 секунди.

- EN 1500: Escherichia coli
  - EN 14476: Murine Norovirus (clean conditions), Influenza A virus H1N1 (Swine flu) (PBS)
- Soft Care Des E Spray ги поминува следниве тестови кога се аплицира 3мл, за 30 секунди.

- EN 1500 and DGHM: Escherichia coli
- EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (clean conditions)
- EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa (clean conditions)
- EN 14476: Murine Norovirus (clean conditions)
- EN 14348: Mycobacterium terrae (clean conditions)
- EN 13624: Candida albicans (clean conditions)

Soft Care Des E Spray има ограничен спектар кај вирусни активности во согласност со EN 14476:2013/prA1:2014, со време на контакт од 120 секунди (ефективен против Adenovirus and Murine Norovirus).

Soft Care Des E го поминува EN 12791, хируршка дезинфекција на раце. Држете ги рацете добро навлажнети со производот во времетраење од 90 секунди.